

Сводная таблица моделей дозиметров RaySafe

Модель	Область применения										связь с ПК
	Керма, мощность кермы, длительность					mAs	Поиск утечек излучения	kVp		СПО	
	MAM	DENT	RAD	FLU	CT			<45 кВ	>45 кВ		
RaySafe Xi											
Base Unit											•
Base Unit w/mAs						•					•
MAM detector	•							•		•	
MAM Scanning detector	•							•		•	
R/F detector		•	•	•					•	•	
R/F&MAM detector	•	•	•	•				•	•	•	
CT detector					•						
Transparent detector	•	•	•	•							
Survey detector							•				
RaySafe Solo											
RF w/mAs		•	•	•		•			•	••	••
RF		•	•	•					•	••	••
Dose		•	•	•						••	••
RAD		•	•						•	••	••
DENT		•							•	••	••
CT					•						••
MAM	•							***			••
MAM dose	•										••
mAs						•					••
RaySafe ThinX											
RAD		•	•					•	•	•	
Intra		•						•	•	•	
Dose		•	•							•	
kVp									•		

• - базовая поставка

•• - опционально

*** - для фильтрации Mo/Mo и W/Rh